

theramagnetic  
MR991



# MANTIS MR 991

[www.mantisrussia.com](http://www.mantisrussia.com)




# MR 991

## Имеет регистрационные удостоверения и декларации соответствия Российской Федерации и ЕС



### РОСЗДРАВНАДЗОР



БОЛЕЕ 150 АППАРАТОВ УЛУЧШАЮТ ЖИЗНЬ  
ЛЮДЕЙ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ

## НАШИ КЛИЕНТЫ:

**WorldClass**



## Mantis MR 991:

# Терамагнит

перезаряжает Ваше тело!


Стохастические  
микротоки помогают  
успокоить боль  
и сбалансировать  
циркадные ритмы и  
жизненный цикл клетки  
продлевая ее жизнь.

theramagnetic  
MR991

- Стимулирует фибробласты
- Антиоксидантная терапия (существенное сокращение свободных радикалов)
- Моделирование контуров тела
- Целлюлит
- Укрепляет и улучшает эластичность тканей
- Липолитик-похудение (активация липолитических процессов)
- Лимфодренаж
- Регенерирует ткани
- Улучшает микроциркуляцию
- После беременности (профилактика растяжек)
- Идеально подходит до и после липосакции
- Морщины и мелкие складки кожи лица, шеи и зоны декольте
- Сухая и обезжизненная кожа
- Опущение овала лица и верхних век
- Розацея, купероз
- Акне
- Постугревые и травматические рубцы
- Восстановление тканей и кожи после травм и операций
- Алопеция
- Постинъекционные осложнения

# Технология D.E.S. (Dual Energy System)

theramagnetic



## MRM

Механическое воздействие при помощи  
**МОТОРИЗИРОВАННЫХ РОЛИКОВ**

## CMPS

Пульсирующее магнитное поле в  
**СТОХАСТИЧЕСКОМ РЕЗОНАНСЕ**



## Синхронное действие двумя роликами и импульсным всасыванием

обеспечивают свертывание и разворачивание кожной складки на которую можно воздействовать с различной силой и частотой.

Эти действия оказывают глубокий ЭНДОМАССАЖ тканей, что значительно лучше классического массажа


## Магнитные микротоки в стохастическом резонансе -

мощный импульс для регенерации клеток:

- происходит стимуляция фибробластов (клетки активно синтезирующие белки внеклеточного матрикса, в частности, коллаген)
- ускоряются обменные процессы - клетки получают увеличенный запас кислорода и естественным образом удаляют отработанные вещества


## CMPS

## MRM



- Действуют на межклеточном мембранном уровне, ведут к восстановлению оптимального производства Аденозинтрифосфата (*ATP - Adenosina Trisfosfato*), молекулы, которая дает приток энергии всем клеточным структурам организма;
- Действуя на уровне органов и анатомических структур приводят к обезболиванию, понижению воспаления, стимуляции к рассасыванию отеков;
- Оказывают особый эффект стимулирования миграции ионов кальция внутри костных тканей, что способствует укреплению костной массы и заживлению переломов;


**Способствуют ускорению всех оздоровительных процессов, с явным биорегенерационным, противовоспалительным, противоотечным и обезболивающим воздействием, без побочных эффектов.**



## Настоящая стимуляция и пролиферация фибробластов

+52,65%

Исследования, проведенные на людях, прошедших курс лечения показали значительное увеличение (52,65%) пролиферативной активности фибробластов.



-9,7 cm

Снижение размера талии



Процедуры и контролируемая диета

-5,3 cm

Снижение размера живота



Процедуры

Больше чем 90%

клиентов выразили положительное мнение о результатах процедур, в частности моделирование контуров тела, улучшение кожи, уменьшение признаков старения.

**VIXO**  
MRM + CMPS



**MAXI DES**  
MRM + CMPS



**MAXENERGY**  
CMPS



**MINI DES**  
MRM + CMPS





# Сочетание в одной манипуле двух инновационных технологий



Манипула **Maxi DES** идеально сочетает воздействие: **технологии MRM** - обеспечивает глубокий ЭНДОМАССАЖ тканей при помощи роликов и вакуума. И **технологии CMPS** - пульсирующее магнитное поле в стохастическом резонансе

**Идеальна для больших участков тела:**  
ягодицы, бедра и спина

Манипула **Mini DES** обладает теми же характеристиками, что и манипула Maxi DES, но меньшего размера.

**Идеально для небольших частей тела:**  
ноги, руки и живот.


# MAXENERGY

CMPS

манипула с магнитным полем высокой энергии

- Заметно увеличивает производство гиалуроновой кислоты и фибробластов
- Активизирует липолитические процессы в жировой ткани
- Оказывает антиоксидантное действие
- Помогает в лечении рубцов, ожогов и др. эстетических и медицинских проблем
- Осуществляет трансдермальное проникновение косметических и лечебных средств

- Производит специфические эффекты на ионы, на макромолекулы и на белки мембран, позволяя проводить лечение воспалительных состояний




# VIXO

Манипула особой калибровки для Anti-age терапии

- Уменьшение мелких и глубоких морщин: лица, шеи, зоны декольте, увлажнение сухой и обезвоженной кожи, восстановление после лазерных процедур и травм, улучшение овала лица и области вокруг глаз, уменьшении розацеи и купероза

**MRM + CMPS**



- Точечная анестезия
- Лечение акне и постугревых рубцов

**CMPS**

сочетание в одной манипуле  
двух инновационных технологий



# Наши результаты – ваши истории успеха!

theramagnetic  
MR991

Эффект похудения, тонизирования и укрепления виден с первых же сеансов и сохраняется со временем.

До




После\*




До



После\*\*



До



После\*\*



До



После\*\*



\* Результаты, полученные после 1 процедуры

\*\* Результаты, полученные через 7 недель

**ПРОФ. РЕЖИМ**

**Дренаж**

**Движения**  
- выполнять легкие движения

**Направления**  
- поперечные восходящие и нисходящие  
- вертикальные восходящие и нисходящие

**Положение**  
- лежа на животе - на спине - на боку

**Практика**  
- выполнять скользящие движения медленно и легко  
- следовать горизонтальному восходящему направлению от внутренней поверхности ноги, выполняя, затем, движения по направлению вверх, останавливаясь в подколенной ямке  
- вертикальные восходящие движения от подколенной ямки до ягодицы

Продолжительность 25 мин на каждой стороне  
Завершить процедуру с использованием манипулы «Maxenergy»

Большая манипула Maxi D.E.S.    Маленькая манипула Mini D.E.S.

ПАУЗА    СТОП    СТАРТ

ПРОДОЛЖ-ТЬ ПРОЦЕДУРЫ    - 25:00 +

НАЗАД    СОХРАНИТЬ    USB    MANTIS MR 991    06/10/15 12:56

**Endox: только эндомассаж**

**РОЛИКИ**  
ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ    СКОРОСТЬ РОЛИКОВ  
70

**ВСАСЫВАНИЕ**  
СИЛА ВСАСЫВАНИЯ    ЧАСТОТА ВСАСЫВАНИЯ  
50    20

Большая манипула Maxi D.E.S.    Маленькая манипула Mini D.E.S.

ПАУЗА    СТОП    СТАРТ

ПРОДОЛЖ-ТЬ ПРОЦЕДУРЫ    - 50:00 +

НАЗАД    СОХРАНИТЬ    USB    MANTIS MR 991    06/10/15 12:57

**M**

## ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ПРОСТ И ПОНЯТЕН

Меню, команды, индикаторы и символы были разработаны для максимальной простоты использования, ограничивая возможность ошибок со стороны оператора

Пошаговая инструкция каждого выбранного этапа

Настройки аппарата могут быть изменены (профессиональный режим работы)  
Программы могут быть скорректированы в соответствии с потребностями клиента

Личный профиль клиента может быть создан и сохранен, что гарантирует индивидуальный подход

Вес (в полном комплекте), 100 кг

1950 мм

600 мм

600 мм



## Характеристики

Пиковое значение магнитной индукции на поверхности индукторов излучателей манипулы:

«Maxi D.E.S.»

«Mini D.E.S.»

«Vixò»

«Maxenergy», мТл

Диапазон устанавливаемых временных интервалов процедуры воздействия, мин.

Амплитуда

Диапазон устанавливаемых временных интервалов процедуры воздействия, мин.

Скорость вращения роликов (манипулы «Maxi DES», «Mini DES») регулируется, об/мин

## Значение

0,88 ± 5 %

0,75 ± 5 %

85,3 ± 5 %


5,44 ± 5 %

Стохастические импульсы электромагнитного поля в диапазоне от 0,01кГц до 1МГц

Не более 5В

От 1 до 60 мин., интервал установки 1 мин.

От 0 до 74 (в любую сторону)



## Характеристики

Давление, создаваемое вакуумным насосом, кРа:

Манипула «Maxi D.E.S.»

Манипула «Mini D.E.S.»

Манипула «Vixò»

Погрешность установки давления, %

Электропитание (от сети переменного тока)

Максимальная потребляемая мощность, Вт

Защита от поражения электрическим током

Габариты основного блока (L×P×H)

Вес (в полном комплекте), кг

Класс потенциального риска применения

## Значение

От 0 до -55

От 0 до -67

От 0 до -75

± 5 %

220 В ± 10 %, 50 Гц

1200

Класс I, BF

600×600×1950

Не более 100

2a

## Какие центры используют MANTIS MR 991 ?



**Эстетические клиники**



**Anti-Age клиники**



**SPA**




**Санатории**



**Отели**



**Реабилитационные клиники  
2 и 3 этапов реабилитации**



**MANTIS**  
SCIENCE & TECHNOLOGY







## Гарантия качества и сервис

Гарантийный срок – 12 месяцев, бесплатно производим диагностику и ремонт в течение гарантийного срока и осуществляем техническую поддержку на протяжении всего срока использования аппарата



## Доступность расходных материалов

Низкая стоимость расходных материалов (костюмов)  
Компания помогает приобрести костюмы по максимально доступным ценам



## Поддержка научной деятельности



## Обучение персонала и поддержка

Проводим бесплатное обучение ваших специалистов, наши сертифицированные тренеры оказывают поддержку на протяжении всего срока использования аппарата. Организуем непрерывные образовательные программы по повышению компетенций



theramagnetic  
MR991

MR 991

[www.mantisrussia.com](http://www.mantisrussia.com)

Руководитель представительства

Mantis в России:

Михаил Борисов

+7 (915) 245-68-98

[M.Borisov@mantisrussia.com](mailto:M.Borisov@mantisrussia.com)

Ваши менеджеры:

Михаил Стоцкий

+7 (964) 799-62-52

[m.stotskiy@mantisrussia.com](mailto:m.stotskiy@mantisrussia.com)

Алексей Стоцкий


+7 (926) 632-04-08

[a.stotskiy@mantisrussia.com](mailto:a.stotskiy@mantisrussia.com)



MANTIS

SCIENCE & TECHNOLOGY



Техническая поддержка:

+7 (985) 649-09-91

[support@mantisrussia.com](mailto:support@mantisrussia.com)